

Yumizen G400

Une manière intelligente de tester :

- 4 canaux de mesure indépendants
- 14 positions refroidies + 4 réactifs incorporés
- 10 échantillons + 5 positions d'échantillons STAT
- Capacité de réflexe et de réexécution automatique
- Courbe d'étalonnage principale (aucun étalonnage nécessaire)

Une sécurité complète :

- Identification positive
- Stockage de données interne, ordinateur intégré
- Réactifs prêts à l'emploi



Accroître l'efficacité :

- 3 méthodes de mesure de référence: coagulation, turbidimétrique et chromogène
- Chargement continu: 60 échantillons / 600 cuvettes
- Débit 160PT tests / heure
- Sans entretien

Fonctionnalités conviviales :

- Gestion intelligente du contrôle qualité
- Interface utilisateur innovante
- Connectivités multiples: Système d'information de laboratoire - VPN

Spécifications :

Dimensions	Longueur: 850 mm, hauteur: 510 mm, profondeur: 750 mm
Poids	80 Kg
Température	15 ° C-32 ° C
Débit	160 PT / heure
Volume d'échantillonnage:	5 - 200µL
Température	15 ° C - 32 ° C
Puissance	100-240v 50Hz-60Hz, 5A
Ecran	Écran tactile LCD couleur 17 "
Exportation	6 x prise USB
Capacité de stockage	1.000.000 résultats
Paramètre	Tests de coagulation (640 nm) Tests de dépistage (PT, APTT, fibrinogène, TT) Facteurs (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII) Test turbidimétrique (570 nm) D-dimère Test chromogène (405 nm) ATIII

Normes	EN 61326-2-6: 2006 CEI 61010-1: 2001 CEI 61010-2-101: 2002 EN ISO 13485: 2003 et 2012 NF EN ISO 14971: 2013
Directives	98/79 / CE (DIV) 2011/65 / UE (RoHS) 1907/2006 (REACH) 2014/30 / EU (compatibilité électromagnétique) 2014/35 / EU (limites de tension)
